

# Tabli

## Die Kommunikationshilfe für taubblinde Brailleenutzer, Eltern und Lehrer



Für Taubblinde stellt das Tabli eine sehr nützliche Kommunikationshilfe dar. Das Tabli erleichtert es einem taubblinden Menschen, direkt mit einer sehenden Person zu kommunizieren und umgekehrt. Mit dem Tabli ist eine sehende Person in der Lage, sämtliche Informationen, die auf einer Handy Tech Braillezeile angezeigt werden, direkt in Echtzeit mitzuverfolgen. Dank der integrierten OnScreen-Tastatur können Sehende einen Text direkt auf dem Tabli eingeben. Der über die Bildschirmtastatur eingegebene Text wird sofort auf der Braillezeile angezeigt.

- Brailleausgabe in Echtzeit mitverfolgen: Textausgabe, Cursor- und Leseposition sowie Markierungen
- Integrierte OnScreen-Tastatur
- Anzeigendarstellung auf dem Tabli-Bildschirm, z.B. Schriftgröße und Farben individuell einstellbar
- Einfache & intuitive Bedienung
- Integrierte Sprachausgabe abschaltbar

## Einfach per Bluetooth mit einer Handy Tech Braillezeile verbinden

Entwickelt für Android, schafft das Tabli eine stabile drahtlose Verbindung zu kompatiblen Handy Tech Braillezeilen per Bluetooth.

Nachdem man das Braillesystem per Bluetooth mit dem Tabli gekoppelt hat, wird beim Starten immer automatisch das gekoppelte Gerät gefunden und verbunden.

Zudem werden verfügbare Geräte automatisch erkannt. Sind z.B. ein Actilino und eine Active Braille per Bluetooth gekoppelt, genügt es, das mit dem Tabli verbundene Gerät auszuschalten und das andere Gerät einzuschalten. Sofort wird das neue Gerät verbunden.

## Anzeige in Echtzeit mitverfolgen

Die taktile Leseposition wird auf dem Tabli Display in Echtzeit angezeigt. Sehende Personen können die Cursorposition mitverfolgen. Markierter Text wird durch eine inverse Farbdarstellung hervorgehoben.

## Individuelle Anzeigendarstellung

Auf dem Tabli können Sie die Schriftgröße und Farbe Ihren Bedürfnissen entsprechend ganz einfach einstellen. Die Sprachausgabe können Sie ein- und ausschalten und die Geschwindigkeit sowie Lautstärke individuell regeln.

## Die OnScreen-Tastatur auf dem Tabli

Die OnScreen-Tastatur auf dem Tabli können Sehende verwenden, um Mitteilungen an den taubblinden Gesprächspartner einzugeben. Text, der auf der Onscreen-Tastatur eingegeben wird, erscheint dann direkt auf der Braillezeile.

Somit wird keine separate Tastatur für die Eingabe benötigt.

---

## Das Tabli ist kompatibel mit

---

- Active Braille
- Active Star
- Actilino

### Ihre Ansprechpartner:

Stuttgart: 0711 2202299-0

Köln: 0221 921556-0

Marburg: 06421 690012-0

Hamburg: 040 87963121-0

Lüneburg: 04131 699698-0

Berlin: 07451 5546-0

