

OrCam Read 3

Die Komplettlösung mit
interaktivem KI-Assistenten

Helfen heißt verstehen

OrCam Read 3

OrCam Read 3 ist eine Komplettlösung mit interaktivem KI-Assistenten für Menschen mit Sehverlust oder Lesemüdigkeit.

Die Kombination aus tragbarer und stationärer Lesehilfe sowie der Bildschirmlesegerätfunktion macht dieses Gerät zur perfekten Lösung für alle Lesesituationen.

Erleben Sie den Komfort und die Vielseitigkeit eines tragbaren und stationären Lesegeräts in einer einzigartigen Lösung.



Mehr zum Produkt:

helptech.de/orcam-read-3



Texte lesen

Lassen Sie sich gedruckte oder digitale Texte vorlesen - zu Hause oder unterwegs. Die intelligente Lesefunktion ermöglicht es, gezielt nach Wörtern zu suchen oder im Text zu navigieren.

Einfaches Vorlesen mit dem praktischen Stativ


Platzieren Sie die OrCam Read 3 auf dem speziell entwickelten Stativ und lehnen Sie sich entspannt zurück. Dabei können Sie die OrCam Read 3 per Sprachbefehl oder Handgesten steuern.

Mit OrCam Read 3 wird Ihr Bildschirm zum persönlichen Lesegerät

Verbinden Sie OrCam Read 3 per WLAN mit Ihrem PC oder Tablet und verwandeln Sie Ihren Bildschirm in ein Lesegerät. Vergrößern Sie Texte, Bilder und Handschriften individuell und passen Sie Farben und Hintergründe Ihren Bedürfnissen an.

Interaktiver KI-Assistent

Erfassen Sie ein Foto eines Textes oder laden Sie eine Datei hoch, das intelligente Bildschirmlesegerät liest den Inhalt vor und steht Ihnen als interaktiver KI-Assistent zur Seite. Stellen Sie Ihre Fragen und erhalten Sie sofort Antworten zum Text oder zu anderen Themen.



Ihr Weg zum Hilfsmittel

1. Beratung

Kostenlose und unverbindliche Beratung bei Ihnen oder an einem unserer Standorte.

2. Verordnung

Damit wir das Hilfsmittel bei der Krankenkasse beantragen können, benötigen wir die Verordnung 8a vom Augenarzt.

3. Beantragung

Sie senden uns die Verordnung - wir kümmern uns um die gesamte Beantragung und Abwicklung.

4. Lieferung & Einweisung

Nach Erhalt der Bewilligung vereinbaren wir einen Liefertermin, installieren das Gerät und weisen Sie in die Nutzung ein.

Technische Daten



Kamera

- 13-MP-Kamera mit integriertem LED-Licht
- Mini-HD-Lautsprecher und Mikrofon



Akku

- Lithium-Polymer-Akku
- Akkulaufzeit: 4 Std.



Vorlesefunktion

- Lautstärke und Lesegeschwindigkeit regulierbar



Anschlüsse / Konnektivität

- USB-C
- WLAN
- Bluetooth



Sprachen

- Englisch, Spanisch, Deutsch, Französisch und viele weitere
- Automatische Spracherkennung



Maße (B x H x T) & Gewicht

- 7,6 x 2,1 x 1,5 cm
- 22,5 g

Wir beraten Sie gerne

Bundesweit und in unseren
Beratungszentren in Berlin,
Hamburg, Köln, Marburg und Stuttgart



Help Tech GmbH & Co. KG
Brunnenstr. 10, 72160 Horb



07451 5546-0



info@helptech.de
www.helptech.de



Weitere
Kontakt Daten:
www.helptech.de

Help Tech. Helfen heißt verstehen.

Folgen Sie uns:   

OrCam Read 3 ist ein Produkt der Firma OrCam Technologies Ltd.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten © Help Tech 05/2025.