



Clover 5

Die einfach zu bedienende
elektronische Lupe - ideal für
Einsteiger

Helfen heißt verstehen

Clover 5

Ob beim Lesen von Zeitungen, Preisschildern, Beipackzetteln oder beim Betrachten von Haushaltsgeräten, mit der Clover 5 haben Sie die ideale elektronische Lupe.

Mit gerade einmal 210 Gramm, dem handlichen Format und der einfachen Bedienung ist die Clover 5 der perfekte Alltagsbegleiter und lässt sich problemlos in jeder Jacken- oder Handtasche verstauen.

Dank der 4- bis 20-fachen Vergrößerung, kontrastreichen Darstellungsmodi und einer Akkulaufzeit von bis zu 3,5 Stunden ist die Clover 5 sowohl zu Hause als auch unterwegs die perfekte Unterstützung.



Mehr zum Produkt:
[helptech.de/elektronische-lupen/
clover-5](http://helptech.de/elektronische-lupen/clover-5)



Einfache Bedienung

Einfach einschalten und los geht's. Legen Sie die Clover 5 auf den gewünschten Text oder Gegenstand, und dieser wird vergrößert angezeigt.

Durch das Ausklappen des Standfußes können Sie die Clover 5 im Schreibmodus nutzen - ideal, um wieder eigenständig zu unterschreiben.

Große, übersichtliche Tasten machen die Nutzung besonders einfach.

Praktische Zusatzfunktionen für den Alltag

Mit der Standbildfunktion können Sie ein Bild machen, um beispielsweise beim Einkaufen etwas ganz unten im Supermarktregal in Ruhe genauer betrachten zu können.

Objekte wahlweise beleuchten

Auch bei spiegelnden Oberflächen wie Glas oder Folien sorgt die Clover 5 für klare Sicht: Auf Wunsch lässt sich das Kameralicht ausschalten, um störende Reflexionen zu vermeiden.



Ihr Weg zum Hilfsmittel

1. Beratung

Kostenlose und unverbindliche Beratung bei Ihnen oder an einem unserer Standorte.

2. Verordnung

Damit wir das Hilfsmittel bei der Krankenkasse beantragen können, benötigen wir die Verordnung 8a vom Augenarzt.

3. Beantragung

Sie senden uns die Verordnung - wir kümmern uns um die gesamte Beantragung und Abwicklung.

4. Lieferung & Einweisung

Nach Erhalt der Bewilligung vereinbaren wir einen Liefertermin, installieren das Gerät und weisen Sie in die Nutzung ein.

Technische Daten



Display

- 5 Zoll LCD-Display
(12,7 cm)



Vergrößerung &

Farbkombinationen

- 4- bis 20-fach,
stufenlos
- 19 Farbmodi



Akku

- Lithium-Polymer-Akku
- Ladezeit: 3 Std.
- Akkulaufzeit: 3,5 Std.



Anschlüsse

- DC-Steckerbuchse
für Netzkabel



Maße (B x H x T) & Gewicht

- 15,2 x 8 x 2,2 cm
- 210 g



Zusatzfunktionen

- Standbildfunktion

Wir beraten Sie gerne

Bundesweit und in unseren
Beratungszentren in Berlin,
Hamburg, Köln, Marburg und Stuttgart.



Help Tech GmbH & Co. KG
Brunnenstr. 10, 72160 Horb



07451 5546-0



info@helptech.de
www.helptech.de



**Weitere
Kontaktdaten:**
www.helptech.de

Help Tech. Helfen heißt verstehen.

Folgen Sie uns:

Clover 5 ist ein Produkt der Firma SightCare Technology CO., LTD.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten © Help Tech 05/2025.