



Basic Braille

Die schlichte Braillezeile für den Alltag:
Zuverlässig, robust und einfach bedienbar.

Helfen heißt verstehen

Basic Braille

Die Basic Braille überzeugt mit ihrem klaren, auf das Wesentliche reduzierten Design und bewährter Qualität „Made in Germany“. Robust, kompakt und einfach zu bedienen, ist sie die ideale Wahl für alle, die eine zuverlässige Braillezeile ohne überflüssige Extras suchen.

Erhältlich in drei Längen - mit 40, 64 oder 80 Braillemodulen - passt sich die Basic Braille flexibel Ihren individuellen Anforderungen an.

Ihr schlankes Gehäuse findet mühelos Platz auf jedem Schreibtisch und eignet sich sowohl für den beruflichen als auch den privaten Einsatz. Dank der flachen Bauform lässt sie sich bequem vor einer Tastatur oder einem Notebook positionieren.



Mehr zum Produkt:
helptech.de/braillezeilen/basic-braille



Durchdachtes Design - langlebig und funktional

Das flache, schlanke Gehäuse der Basic Braille aus robustem Aluminium überzeugt durch ein zeitloses, funktionales Design. Die Seitenteile bestehen aus hochwertigem, strukturiertem und angenehm griffigem Kunststoff.

Ausgestattet mit langlebigen Brailleelementen und besonders abriebfesten Taststiften sorgt die Basic Braille für ein angenehmes Lesegefühl und eine präzise Darstellung der Punktschrift, über viele Jahre hinweg.

Intuitive Bedienung, alles im Griff

Die Basic Braille lässt sich besonders einfach bedienen: Jeweils drei Tasten links und rechts der Brailleelemente ermöglichen eine komfortable Navigation. So können Sie mit einer Hand durch den Text blättern, während Sie mit der anderen lesen, ideal für effizientes Arbeiten. Zudem verfügen alle Braillemodule über praktische Cursorrouting-Tasten.

Sofort einsatzbereit - per USB oder Bluetooth

Dank HID-Technologie (Human Interface Device) wird die Basic Braille beim Anschluss per USB automatisch erkannt. Einfach verbinden und direkt loslegen.

Auch mobil ist sie flexibel: Über Bluetooth lässt sich die Basic Braille kabellos mit Smartphones oder Tablets verbinden. Sie ist mit allen gängigen Screenreader-Systemen wie JAWS, NVDA, SuperNova, VoiceOver sowie TalkBack kompatibel und unterstützt neben Windows auch andere Betriebssysteme.

Ihr Weg zum Hilfsmittel

1. Beratung

Kostenlose und unverbindliche Beratung bei Ihnen oder an einem unserer Standorte.

2. Verordnung


Damit wir das Hilfsmittel bei der Krankenkasse beantragen können, benötigen wir die Verordnung 8a vom Augenarzt.

3. Beantragung


Sie senden uns die Verordnung - wir kümmern uns um die gesamte Beantragung und Abwicklung.

4. Lieferung & Einweisung

Nach Erhalt der Bewilligung vereinbaren wir einen Liefertermin, installieren das Gerät und weisen Sie in die Nutzung ein.



Technische Daten



Wir beraten Sie gerne

Bundesweit und in unseren
Beratungszentren in Berlin,
Hamburg, Köln, Marburg und Stuttgart.



Help Tech GmbH & Co. KG

Brunnenstr. 10, 72160 Horb



07451 5546-0



info@helptech.de

www.helptech.de



Weitere
Kontaktdaten:
www.helptech.de

Help Tech. Helfen heißt verstehen.

Folgen Sie uns: