

ClearView Go

Mobiles Bildschirmlesegerät in einem kompakten und zusammenklappbaren Design

Helfen heißt verstehen



ClearView GO

Das ClearView GO ist ein tragbares Bildschirmlesegerät mit brillanter Full-HD-Bildqualität und der Leistungsfähigkeit eines stationären Geräts, vereint in einem klappbaren, leicht transportierbaren Design.

Der höhenverstellbare Monitor und die flexible 3-in-1-Kamera sorgen für ergonomischen Lesekomfort und vielseitige Einsatzmöglichkeiten.

Ob zu Hause, im Büro oder in der Schule - das ClearView GO 15 ist die ideale Lösung für alle, die an unterschiedlichen Orten auf Vergrößerung angewiesen sind.



Mehr zum Produkt:

helptech.de/bildschirmlesegeraete/ clearview-go



Unterschiedliche Betrachtungsmodi

Mit der drehbaren Kamera können Sie sowohl Texte und Objekte in der Nähe als auch in der Ferne (z. B. zur Tafel) vergrößern und sich selbst im Spiegelmodus betrachten.

Dabei lässt sich die Vergrößerung stufenlos von 1,4- bis zu 60-fach einstellen. Verschiedene Farbkontraste sorgen zusätzlich für eine optimale Darstellung, bei einer Betriebsdauer von bis zu 5 Stunden im Akkubetrieb.

Optimale Mobilität durch kompaktes Design

Dank seines zusammenklappbaren Designs lässt sich das ClearView GO besonders leicht transportieren oder platzsparend verstauen, wenn es nicht in Gebrauch ist.

Individuelle Einstellungen auf Knopfdruck

Bevorzugte Einstellungen, wie etwa Farbkontraste (z. B. Weiß auf Schwarz) oder Vergrößerungsstufen, lassen sich bequem über das Menü speichern und jederzeit abrufen.



Ihr Weg zum Hilfsmittel

1. Beratung

Kostenlose und unverbindliche Beratung bei Ihnen oder an einem unserer Standorte.

2. Verordnung

Damit wir das Hilfsmittel bei der Krankenkasse beantragen können, benötigen wir die Verordnung 8a vom Augenarzt.

3. Beantragung

Sie senden uns die Verordnung wir kümmern uns um die gesamte Beantragung und Abwicklung.

4. Lieferung & Einweisung

Nach Erhalt der Bewilligung vereinbaren wir einen Liefertermin, installieren das Gerät und weisen Sie in die Nutzung ein.

Technische Daten





Anschlüsse

- HDMI
- USB Typ C HDMI
- USB Typ C



KG Maße (B x H x T) & **Gewicht**

- Zusammengeklappt: $38,4 \times 6,4 \times 40,5$ cm
- · Aufgeklappt: $38,4 \times 57,7 \times 40$ cm
- Gewicht: 4,7 kg



Akku

- · Lithium-Ionen-Akku
- Ladezeit: 3,5-4,75 Std.
- · Akkulaufzeit: bis zu 5 Std.



Zusatzfunktionen

- · Schnappschussfunktion
- · Leselinie und Zeilenabdeckung

Wir beraten Sie gerne

Bundesweit und in unseren Beratungszentren in Berlin, Hamburg, Köln, Marburg und Stuttgart.



Help Tech GmbH & Co. KG Brunnenstr. 10, 72160 Horb



07451 5546-0



info@helptech.de www.helptech.de



Weitere Kontaktdaten: www.helptech.de

Help Tech. Helfen heißt verstehen.







ClearView GO ist ein Produkt der Firma Optelec. Änderungen und Irrtümer vorbehalten © Help Tech 05/2025.